

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

для АНЕСТЕЗИОЛОГИИ, РЕАНИМАЦИИ И ОТОЛАРИНГОЛОГИИ

Teleflex
MEDICAL

**HUDSON RCI
RÜSCH**

**ПРИНАДЛЕЖНОСТИ БЕЗОПАСНОЙ
ИНТУБАЦИИ**

ЭНДОТРАХЕАЛЬНЫЕ ТРУБКИ

**БРОНХИАЛЬНЫЕ
И ТРАХЕОСТОМИЧЕСКИЕ ТРУБКИ
для РАЗДЕЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ**

**ТРАХЕОСТОМИЧЕСКИЕ НАБОРЫ
для ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ
и ДЛИТЕЛЬНОГО НОШЕНИЯ**

**ДИЛАТАЦИОННЫЕ
ТРАХЕОСТОМИЧЕСКИЕ НАБОРЫ**

ЛАРИНГОСКОПЫ

**НАРКОЗНЫЕ МАСКИ, РЕЗЕРВНЫЕ
АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕШКИ**

**ШЛАНГИ для НАРКОЗНО-ДЫХАТЕЛЬНОЙ
АППАРАТУРЫ**

ВОЗДУХОВОДЫ, КОННЕКТОРЫ

ЗОНДЫ, КАТЕТЕРЫ



СЭЙДЖ

Эксклюзивный импортёр
RUSCH GmbH Teleflex Medical
в России по продукции
RUSCH, WECK, HUDSON

Дополненное издание

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Расходные материалы для анестезиологии, реанимации и отоларингологии компании RUSCH насчитывает более трех тысяч наименований и представлены следующими разделами:

- эндотрахеальные трубки для любых ситуаций;
- бронхиальные и трахеостомические трубки для раздельной вентиляции;
- трахеостомические наборы для интенсивной терапии и длительного ношения;
- дилатационные трахеостомические наборы;
- ларингоскопы;
- наркозные маски, резервные анестезиологические мешки;
- шланги для наркозно-дыхательной аппаратуры;
- воздуховоды, коннекторы;
- эпидуральная, комбинированная, спинальная анестезия;
- принадлежности для неинвазивной вентиляции;
- зонды, катетеры.

Компания «RUSCH» занимается производством расходных материалов с 1885 года. Многие материалы, из которых изготовлена продукция, запатентованы фирмой «RUSCH».

Компания «RUSCH» остается одним из немногих мировых производителей многоразовых расходных материалов для анестезиологии, несмотря на более трудоемкое производство.

В настоящее время выпускаются:

- бронхиальные трубки;
- наркозные маски, резервные анестезиологические мешки;
- шланги к наркозно-дыхательным аппаратам.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАТАЛОГОМ



11 24 82

•

I.D. (мм)

Ch

O.D. (мм)

Fr

Кол-во 10



134°C

— каталожный номер

— **без иллюстрации**

— внутренний диаметр

— шарьер

— наружный диаметр

— френч

— количество товара

одного размера в упаковке

— используется у детей

— многоразовое использование

Используемые термины

RUSCHELIT

SILKOMED

— термопластичный ПВХ

— медицинский силикон

КАК НАС НАЙТИ

ОКРУГ	ГОРОД	ТЕЛЕФОН	ФАКС	E-MAIL
Центральный офис	Москва	(495) 234 39 45 (495) 234 39 46	(495) 234 39 47	info@saged.ru
Северо-Западный	Санкт-Петербург	(812) 448 37 08 (812) 921 34 49	(812) 44837 08	sage-spb@saged.ru
Уральский	Екатеринбург	(343) 286 19 77	(343) 286 19 77	sage-ural@saged.ru
Поволжский	Нижний Новгород	(831) 411 94 56	(831) 411 94 56	sage-volga@saged.ru
Сибирский	Новосибирск	(383) 311 00 73	(383) 311 00 73	sage-sibir@saged.ru

ВНИМАНИЕ!

Изделия из SILKOMED
(100% силикон)
нельзя обрабатывать
SILKOSPRAY.



55 60 00 СИЛКОСПРЕЙ

Универсальный силиконовый аэрозоль

Применение:

1. Профилактика возможного сращения медицинских инструментов из каучука, латекса и пластических материалов со слизистой.
2. Профилактика возможного образования налёта и корки в месте соприкосновения медицинских материалов со слизистой.
3. Смазка эластичных медицинских материалов.

Кол-во 10



Длина, см	35	40	40	45	45	50
Внеш. д., мм	1,5	2,0	2,6	3,3	4,3	5,5

50 30 00

O.D. 1,5/2,0/2,6/3,3/4,3/5,6 мм. Кол-во 10

Стилет для интубации из RUSCHELIT, не содержит латекса. Сохраняет любую придаваемую форму.



50 37 00

Кол-во 20

ИНТУБАЦИОННЫЙ СТИЛЕТ FLEXISLIP

№	РАЗМЕР	ОПИСАНИЕ	ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО Ø	ВНЕШНИЙ Ø	ДЛИНА	КОЛ-ВО
503700	15	• для трахеальных трубок • закругленный наконечник • изогнутая ручка • гибкий металлический стилет с пластиковым покрытием • гладкое покрытие Safety Silk • не содержит латекс • стерильные	2.0–2.5 мм	1.5 мм	350 мм	20
	20		2.5–3.0 мм	2.0 мм	400 мм	20
	26		3.0–3.5 мм	2.6 мм	400 мм	20
	33		3.5–4.5 мм	3.3 мм	450 мм	20
	43		4.6–6.0 мм	4.3 мм	450 мм	20
	56		с 6.0 мм	5.6 мм	500	20



50 31 00

Кол-во 1

ИНТУБАЦИОННЫЙ СТИЛЕТ ENDOGUIDE-T

№	РАЗМЕР	ОПИСАНИЕ	ВНУТРЕННИЙ Ø*	ВНЕШНИЙ Ø	ДЛИНА**	КОЛ-ВО
503100	2.5	• Для замены эндотрахеальных и трахеостомических трубок • постоянный большой просвет для непрерывной оксигенации • соединительная система для 15 мм коннектора и Luer-lock • маркировка глубины расположения • инструкции по эксплуатации на инструменте • не содержит латекс • одноразовые	1.4 мм	2.6 мм	700 мм	1
	6.0		3.2 мм	5.0 мм	830 мм	1
503110	6.0		3.2 мм	5.0 мм	525 мм	1

* Внутренний диаметр 1,4 мм используется с трубками внутреннего диаметра 3,0 – 6,0 мм, диаметр 3,2 мм с трубками внутреннего диаметра 6,5 – 11 мм.

** Длина без коннектора.

Набор коннекторов:
• силиконовый конус
• Luer-lock коннектор
• стандартный 15 мм коннектор





11 24 82

I.D. 2,5–10,0 мм. Кол-во 10

Эндотрахеальная трубка **Super Safety Clear** из **RUSCHELIT** для назальной и оральной интубации, силиконизирована, не содержит латекса, **манжетка низкого давления**, голубой пилот-баллон, клапан для шприцев Luer и Luer-lock, Rø-маркер по всей длине трубки, чёрный индикатор интубации, разметка, закруглённый атравматический наконечник тип **Murphy**, наполовину вставленный коннектор. Стерильно.

11 24 80 •

I.D. 2,5–10,0 мм. Кол-во 10

Как 11 24 82, закруглённый атравматический наконечник тип **Magill**.



11 24 81

I.D. 5,0 – 9,0 мм. Кол-во 10

Эндотрахеальная трубка **FLEXI – SET**
Набор состоит:

- трубка **Super Safety**, как 11 24 82;
- интубационный стилет **FlexiSlip**.



11 26 62

I.D. 6,0 – 9,0 мм. Кол-во 10

Трансформируемая эндотрахеальная трубка **Teleflex ISIS™** с интегрированным портом санации надманжеточного пространства – идеальный выбор как для длительной, так и для краткосрочной ИВЛ, упрощает проблему выбора ЭТТ, отдельный канал для аспирации ниже складок голосовой щели может быть задействован по необходимости увеличивает число пациентов с проверенной профилактикой ИВЛ-пневмонии.

50 27 00

Кол-во 5

Линия аспирации



11 26 82

I.D. 5,0–10,0 мм. Кол-во 10

Эндотрахеальная трубка **Super Safety Silk** из **RUSCHELIT** для длительной вентиляции лёгких, назальной и оральной интубации, силиконизирована, не содержит латекса, с манжетой большого объёма, низкого давления. голубой пилот-баллон, клапан для шприцев Luer и Luer-lock, Rø-маркер по всей длине трубки, чёрный индикатор интубации, разметка, закруглённый атравматический наконечник тип **Murphy**, наполовину вставленный коннектор. Стерильно.



10 03 80

I.D. 2,0–6,5 мм (чёрный наконечник).

I.D. 7,0–10,0 мм (без чёрного наконечника). Кол-во 10

Эндотрахеальная трубка **Safety Clear** из **RUSCHELIT** для назальной и оральной интубации, силиконизирована, не содержит латекса, без манжетки, наполовину вставленный коннектор, Rø-маркер по всей длине, разметка, закруглённый атравматический наконечник тип **Magill**. Стерильно.

10 03 82 •

I.D. 2,0–7,0 мм. Кол-во 10

Как 10 03 80, закруглённый атравматический наконечник тип **Murphy**.



11 14 80

I.D. 6,5–10 мм. Кол-во 10

Эндотрахеальная трубка **EDGAR** из **RUSCHELIT**, дополнительный канал с замком Luer-Lock для эндобронхиального введения медицинских препаратов и медицинских газов, силиконизирована, манжета низкого давления, Rø-маркер по всей длине, чёрный индикатор интубации, не содержит латекса, тип **Magill**. Стерильно.

11 13 80 •

I.D. 2,5 – 6 мм. Кол-во 10

Как 11 14 80, без манжеты, тип **Magill**. Стерильно.



10 42 01

I.D. 3,5–10 мм. Кол-во 5

Армированная эндотрахеальная трубка **RuschFlex**, изогнутая, из ПВХ, силиконизирована, с манжетой низкого давления, для назальной и оральной интубации, белый фиксированный коннектор, не содержит латекса, разметка, черный индикатор интубации, тип **Magill**. Стерильно.

10 42 02 •

I.D. 3,5–10 мм. Кол-во 5

Как 10 42 01, тип **Murphy**.



10 42 04

I.D. 5,0–9,0 мм. Кол-во 5

Как 10 42 02 с интубационным стилетом **FlexiSlip**, тип **Murphy**.



10 57 02

I.D. 3,5–10 мм. Кол-во 2

Армированная эндотрахеальная трубка **SilkoClearFlex**, из SILKOMED, для назальной и оральной интубации, гибкая, с тонкостенной манжетой низкого давления, разметка, черный индикатор интубации, тип **Murphy**. Много-разовая. Стерильно.

134°C



10 54 00

I.D. 2,0–6,5 мм. Кол-во 2

Детская армированная эндотрахеальная трубка без манжеты, из SILKOMED, атравматичный кончик, индикатор интубации, для назальной и оральной интубации, тип **Magill**. Много-разовая. Стерильно.

134°C



11 17 80

I.D. 3,5–9,0 мм. Кол-во 10

AGT трубка из **RUSCHELIT** для оральной интубации, силиконизирована, не содержит латекса, манжетка низкого давления, наполовину вставленный коннектор, голубой пилот-баллон, клапан для шприцев Luer и Luer-lock, Rø-маркер, рентгеновская маркировка по всей длине, разметка, закруглённый атравматический наконечник, тип **Murphy**. Стерильно.




11 17 81

I.D. 3,5–8,0 мм. Кол-во 10

Как 11 17 80, для назальной интубации.

Возможна поставка трубок без манжеты




11 61 01

O.D. Ch 35/37/39/41. Кол-во 1

Набор BRONCHOPART двухпросветной бронхиальной трубки для левосторонней бронхиальной интубации с крючком для фиксации на карине:

- двухпросветная трубка из RUSCHELIT со стилетом, не содержит латекса, наполовину вставленный коннектор, прозрачная трахеальная манжетка низкого давления с прозрачным баллоном и голубая бронхиальная манжетка низкого давления с голубым баллоном, клапаны для шприцев Luer и Luer-lock, Rø-маркер по всей длине и на манжетках, разметка;
 - пластиковый катетер для санации, прозрачный, с регулятором;
 - 2 переходника с вращающимися коннекторами (I.D. 15,0 мм) и стандартным коннектором (O.D. 15,0 мм) двойная заглушка из SILKOMED;
 - пластиковый Y-образный коннектор (2x15,0 мм I.D., 1x15,0 мм O.D.);
 - пластиковый ключ для отсоединения коннектора.
- Стерильно.

Манжета бронхиальных трубок для правосторонней интубации выполнена с учётом анатомического строения правого бронха, что позволяет проводить максимально полноценную вентиляцию верхней доли правого лёгкого.



ВНИМАНИЕ!

Изделия из латекса и резины
нельзя использовать
у пациентов с повышенной
чувствительностью.
Возможны аллергические
реакции.




11 63 00

O.D. Ch 35/37/39/41. Кол-во 1

Двухпросветная бронхиальная трубка White из мягкой красной резины для правосторонней бронхиальной интубации, покрыта SILKOLATEX, 2 манжетки из SILKOLATEX RUSCH-GOLD и красной мягкой резины, 2 пилот-баллона из SILKOLATEX, универсальные инъекционные порты, Rø-маркеры, пластиковый катетер для санации, прозрачный, с регулятором. Многократная.

134°C

	11 61 00	Набор BRONCHOPART двухпросветной бронхиальной трубки для левосторонней бронхиальной интубации из RUSCHELIT. O.D. Ch 26/28/35/37/39/41. Кол-во 1.	Ch 26 
	11 62 00	Набор BRONCHOPART двухпросветной бронхиальной трубки для правосторонней бронхиальной интубации из RUSCHELIT. O.D. Ch 26/28/35/37/39/41. Кол-во 1.	Ch 26 
	11 61 01	Набор двухпросветной бронхиальной трубки Carlens для левосторонней бронхиальной интубации из RUSCHELIT с крючком для фиксации на карине. O.D. Ch 35/37/39/41. Кол-во 1.	
	11 62 01	Набор двухпросветной бронхиальной трубки White для правосторонней бронхиальной интубации из RUSCHELIT с крючком для фиксации на карине. O.D. Ch 35/37/39/41. Кол-во 1.	
как 11 61 00	11 61 62	Двухпросветная бронхиальная трубка BRONCHOPART для левосторонней бронхиальной интубации из RUSCHELIT без аксессуаров. O.D. Ch 26/28/35/37/39/41. Кол-во 1.	
как 11 62 00	11 62 62	Двухпросветная бронхиальная трубка BRONCHOPART для правосторонней бронхиальной интубации из RUSCHELIT без аксессуаров. O.D. Ch 26/28/35/37/39/41. Кол-во 1.	
	11 60 00	Двухпросветная бронхиальная трубка Carlens из мягкой красной резины для левосторонней бронхиальной интубации с крючком для фиксации на карине. Многоцветная. O.D. Ch 35/37/39/41. Кол-во 1.	134°C 
	11 63 00	Двухпросветная бронхиальная трубка White из мягкой красной резины для правосторонней бронхиальной интубации с крючком для фиксации на карине. Многоцветная. O.D. Ch 35/37/39/41. Кол-во 1.	134°C 
	11 59 00	Набор однопросветной бронхиальной трубки для левосторонней бронхиальной интубации из RUSCHELIT. I.D. 6,5/8,0 мм. Кол-во 1.	
	11 59 01	Набор однопросветной бронхиальной трубки для правосторонней бронхиальной интубации из RUSCHELIT. I.D. 6,5/8,0 мм. Кол-во 1.	
	11 64 00	Набор TRACHEOPART двухпросветной трахеостомической трубки для раздельной вентиляции с различными параметрами для левосторонней бронхиальной интубации из RUSCHELIT. O.D. Ch 39. Кол-во 1.	
	11 64 01	Набор TRACHEOPART двухпросветной трахеостомической трубки для раздельной вентиляции с различными параметрами для правосторонней бронхиальной интубации из RUSCHELIT. O.D. Ch 39. Кол-во 1.	

**ПРЕИМУЩЕСТВА НАБОРА ПЕРКУТАННОЙ ТРАХЕОСТОМИИ ФИРМЫ PERCUQUICK:**

1. Быстрое наполнение манипуляции (7–8 минут).
2. Выполнение трахеостомии не требует операционной.
3. Максимально бескровная манипуляция.
4. Минимум бактериальных осложнений.
5. Хороший косметический результат после извлечения канюли.

12 15 49

I.D. 7/8/9 мм. Кол-во 1

Набор для дилатационной трахеостомии PercuQuick (перкутанный трахеостомический набор), стерильно. Состоит из 3 частей.

**Часть № 1**

- 1 проводник с гибким j-образным гибким прямым кончиком (тефлоновое покрытие);
- 1 игла для проведения проводника (нержавеющая сталь);
- 1 Luer шприц 10 мл;
- 1 скальпель, размер 10;
- 1 буж первой ступени.

**Часть № 2**

- 7 сменных бужей из PVC, покрыты гидрогелем, различных размеров A-G (O.D. 5,5–7,0/9,0–12,6 мм);
- 1 направляющий катетер с контролем безопасности (жёлтый WIRUTHAN).

**Часть № 3**

PercuQuick трахеостомическая канюля из Ruschelit, не содержит латекса, с манжетой большого объёма низкого давления, голубой пилот-баллон, фиксированный стандартный коннектор, Rø-маркер, перемещаемый фиксатор, шейная лента.

Возможен заказ отдельных частей набора

ПРЕИМУЩЕСТВА НАБОРА PERCUTWIST:

1. Максимально безопасная манипуляция, благодаря использованию одного бужа с винтовой резьбой.
2. Минимальное давление на стенки трахеи, уменьшается риск повреждения задней стенки трахеи.
3. Процедура «вкручивания» бужа контролируется легче, чем введение сменных дилататоров.
4. Покрытие бужа PercuTwist обеспечивает максимальное скольжение по тканям.
5. Преимущества набора PercuQuick.

12 15 55

I.D. 7,0/8,0/9,0 мм. Кол-во 1

Набор для дилатационной трахеостомии PercuTwist.

Комплектуется трахеостомической канюлей PercuQuick кат. номер 12 15 50, как в наборе 12 15 49.

12 15 56

I.D. 7,0/8,0/9,0 мм. Кол-во 1

Набор для дилатационной трахеостомии PercuTwist.

Комплектуется трахеостомической канюлей CrystalClea кат. номер 12 16 10.

Наборы состоят:

- PercuTwist буж.
- трахеостомическая канюля;
- буж безопасного проведения трахеостомической канюли по сформированному раневому каналу, покрыт гидрогелем;
- проводник с гибким j-образным гибким прямым кончиком;
- игла для проведения проводника;
- Luer шприц;
- скальпель.



**ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ!**

Необходим
эндоскопический контроль
безопасности выполнения
пункции, дилатации
и правильного положения
трахеоканюли.





12 06 00


I.D. 2,0/4,0 мм. Кол-во 1

Реанимационный кониотомический набор TRACHEOQUICK:

- готовое кониотомическое устройство: пластиковая канюля (I.D. 2,0/4,0 мм, коннектор 15 мм O.D.) с фиксирующим фланцем, ограничитель введения иглы, коническая кониотомическая игла из нержавеющей стали;
- скальпель;
- одноразовый шприц;
- силиконовая соединительная трубка (посадочные кольца: I.D. 15,0 мм / O.D. 22,0 мм и 15,0 мм O.D.).

Стерильно.


Шаг 1+2



Шаг 3+4
снять стопор



Шаг 5





12 06 05

Кол-во 1


Набор RUSCH EASYCRIC для неотложной крикотиротомии по методу Сельдингера

- полный набор для крикотиротомии по методу Сельдингера для взрослых (размер 5);
- предварительно смонтированные трубка EasyCric и дилататор (с гидрофильным покрытием, анатомически моделированные);
- эргономичная ручка;
- хорошо расположенные элементы набора, например, пункционная игла, шприц, пакет с физиологическим раствором;
- не содержит латекс;
- стерильный;
- одноразовый.

Размеры в соответствии с DIN EN ISO 5366-1



Голубой расширитель с ручкой эргономичной формы для безопасного применения



НАБОР ДЛЯ НЕОТЛОЖНОЙ КРИКОТИРОТОМИИ EASYCRIC

N	РАЗМЕР	I.D. ЗА ШЕЙНОЙ ПЛАСТИНОЙ	I.D. У КОНЧИКА	O.D. ЗА ШЕЙНОЙ ПЛАСТИНОЙ	O.D. У КОНЧИКА	ДЛИНА ЦЕНТР. ЛИНИИ	A	B	C	ОБЩАЯ ДЛИНА	УГОЛ	КОЛ-ВО
120605	5,0	6,0	5,0 мм	8,5 мм	5,8 мм	70,0 мм	0 мм	0 мм	70,0 мм	95,0 мм	66,9 °	1

ДИЛАТАТОР

I.D. У РУЧКИ	I.D. У КОНЧИКА	O.D. У КОНЧИКА	ДЛИНА ОТ РУЧКИ ДО КОНЧИКА	ОБЩАЯ ДЛИНА	УГОЛ
3,0	1,5	2,0	125,0	130,0	66,9 °

**12 00 01**

I.D. 6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0 мм. Кол-во 2

Трахеостомический набор TracheoFlex:

- трахеостомическая армированная трубка, сделанная из RUSCHELIT, силиконизирована, анатомической формы (90°), с манжетой низкого давления и фонационным окном;
- фонационный клапан;
- заглушка;
- коннектор на 15 мм;
- направляющая крышка;
- две внутренние канюли;
- лента крепления;
- направляющий обтуратор.

Стерильно.

12 00 00 •

I.D. 6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0 мм. Кол-во 2

Как 12 00 01, без фонационного окна.

**12 03 04**

I.D. 7,0/8,0/9,0/10,0/11,0 мм. Кол-во 5

Трахеостомический набор ULTRA TracheoFlex:

- удлиненная армированная трубка из RUSCHELIT, силиконизирована, анатомической формы (90°), с манжетой низкого давления, фиксированный коннектор;
- подвижный фланец крепления с безопасным замком;
- лента крепления;
- направляющий/отсасывающий катетер.

Стерильно.

**12 02 04**

I.D. 7,5/8,5/9,5/10,5 мм. Кол-во 2

Трахеостомическая трубка EXTRA TracheoFlex, удлиненная, гибкая в форме дуги, с тонкостенной манжетой низкого давления, направляющий обтуратор, подвижный фланец крепления с безопасным замком, лента крепления. Стерильно.

**12 01 01**

I.D. 6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0 мм. Кол-во 2

Трахеостомический набор TracheoFlex:

- трахеостомическая армированная трубка, сделанная из RUSCHELIT, силиконизирована, анатомической формы (90°), с фонационным окном;
- фонационный клапан;
- заглушка;
- коннектор на 15 мм;
- направляющая крышка;
- две внутренние канюли;
- лента крепления;
- направляющий обтуратор.

Стерильно.

12 01 00 •

I.D. 6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0 мм. Кол-во 2

Как 12 01 01, без фонационного окна.

12 16 10



12 17 10

12 16 10

I.D. 3,5–6,0/7,0–8,0/9,0/10,0 мм. Кол-во 5

Трахеостомический набор CrystalClea:

- трахеостомическая трубка из RUSCHELIT с манжеткой низкого давления, клапан для шприцев Luer и Luer-lock, голубой пилот-баллон, вращающийся коннектор, Rø-маркер по всей длине;
- obturator;
- лента крепления.

Стерильно.

12 17 10

I.D. 3,5–6,0/7,0–8,0/9,0/10,0 мм. Кол-во 5

Как 12 16 10, без манжеты.

12 13 03

Кол-во 5

Трахеостомическая трубка CRYSTALCLEAR PLUS с комплектом внутренних канюль:

- одноразовая система для предотвращения инфицирования
- наличие гибкой внутренней канюли для легкой постановки*
- наличие цветовой маркировки на трубке и внутренней канюле для быстрой идентификации нужного размера
- наличие защитного колпачка на пилот-баллоне
- трубка сделана из термочувствительного материала для большей гибкости
- мягкий, открытый, прозрачный фланец – удобный при фиксации трубки
- Rø-маркер по всей длине трубки
- встроенный вращающийся 15 мм коннектор

Стерильно.

ТРАХЕОСТОМИЧЕСКАЯ ТРУБКА CRYSTALCLEAR PLUS

№	РАЗМЕР	КОЛ-ВО
121303	Трубка 6.0 / 6.5 / 7.0 / 7.5 / 8.0 / 8.5 / 9.0 / 9.5 / 10 мм	5
121310	Внутренняя канюля 6.0 / 6.5 / 7.0 / 7.5 / 8.0 / 8.5 / 9.0 / 9.5 / 10 мм	5

АКСЕССУАРЫ

	№	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
	121311	Защитный колпачок, препятствующий попаданию брызг воды во время купания или душа	4
	121312	Колпачок, направляющий вниз выделения при кашле	4
	121313	Колпачок-заглушка	4

Коллект поставки трахеостомической трубки № 121303

* при отдельном заказе

12 09 00

I.D. 4,0–13,0 мм. Кол-во 5

Трахеостомический набор BIESALSKI из RUSCHELIT, не содержит латекса, цветовой код:

- внешняя трубка, 2 внутренние трубки;
- направляющая крышка;
- фонационный клапан;
- коннектор 15 мм;
- фиксационный клапан;
- лента крепления.

Стерильно.

12 04 60

I.D. 6,0/8,0/10,0. Кол-во 1

TPS MULTIFLEX позволяет сохранить трахеостомический канал, армированная трубка с интратрахеальным диском из силикона, не содержит латекса, подвижный фиксатор, коннектор 15 мм, заглушка, лента крепления. Стерильно.

TPS MULTIFLEX

№	РАЗМЕР	ДЛИНА	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР	ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР	КОЛ-ВО
120460	6,0	110	6,0	8,3	1
	8,0	110	8,0	11,4	1
	10,0	110	10,0	13,4	1

Ларингоскопы серии S-Lite

	55 20 10	Ручка стандартная серии S-Lite. Размер: малая, большая. GR1 – малая, для двух элементов питания размера AA. GR2 – большая, для двух элементов питания размера C.
	55 20 00	Герметичная ручка серии DOLPHIN. Позволяет проводить дезобработку без удаления элементов питания. Размер: малая, большая.
	55 00 10	Клинок серии S-Lite изогнутый тип «Макинтош». Размер 1/2/3/4.
	55 00 20	Клинок серии S-Lite прямой тип «Миллер». Размер 00/0/1/2/3/4.
	55 02 10	Клинок изогнутый тип «Макинтош», одноразовый . Размер 2/3/4.
	55 02 20	Клинок прямой тип «Миллер», одноразовый . Размер 0/1/2/3.
	55 01 10	Фиброоптический клинок серии FOCS изогнутый тип «Макинтош» для рукояток 55 20 10 и 55 20 00. Размер 1/2/3/4.
	55 01 20	Фиброоптический клинок серии FOCS прямой тип «Миллер» для рукояток 55 20 10 и 55 20 00. Размер 00/0/1/2/3/4.
	67 01 65	Набор ларингоскопа FOCS PRO с подвижным кончиком клинка для трудных интубаций. Набор состоит: рукоятка ларингоскопа серии DOLPHIN 55 20 00, клинок изогнутый серии «FOCS» тип «Макинтош» с подвижным кончиком, размер 3,5, чемодан для набора.

Ларингоскопы фиброоптические «холодного света» серии X-Lite

	67 00 06	Рукоятка ларингоскопа X-Lite. Размер: малая, большая.
	67 00 49	Контейнер рукоятки 67 00 06 с лампочкой и батареями в комплекте. Размер: малый, большой.


	67 00 51	Аккумулятор индуктивного типа для рукоятки 67 00 06 с лампочкой. Размер: малый, большой.
	67 00 00	Клинок ларингоскопа X-Lite изогнутый тип «Макинтош» Размер: 0/1/2/3/4/5.
	67 00 60	Клинок ларингоскопа X-Lite прямой тип «Миллер» Размер: 0/1/2/3/4.
	67 00 50	Клинок ларингоскопа X-Lite тип «Foregger». Размер: 0/1/2/3/4.
	67 00 01	Клинок для детей младшего возраста ларингоскопа X-Lite. Размер: малый, средний, большой.
	67 05 04	Клинок фиброоптический изогнутый тип «Макинтош», в дополнительном пакете для защиты от загрязнения рукоятки ларингоскопа X-Lite. Размер 1/2/3/4.
	67 05 05	Клинок фиброоптический прямой тип «Миллер», в дополнительном пакете для защиты от загрязнения рукоятки ларингоскопа X-Lite. Размер 0/1/2.
Дополнительные принадлежности		
	67 00 42	Переходник для зарядного устройства 67 00 14 для рукоятки 67 00 06 малая.
	67 00 56	Лампочки ларингоскопа, криптон, размер 1 для клинков серии S-Lite размером 00/0/1. Кол-во 6.
	67 00 56	Лампочки ларингоскопа, криптон, размер 2 для клинков серии S-Lite размером 2/3/4. Кол-во 6.
	67 00 58	Лампочки ларингоскопа, галоген, для клинков серии FOCS. Кол-во 6.
	67 00 11	Лампочки ларингоскопа, ксенон, для 67 00 49 и 67 00 51 Small. Кол-во 6.
	67 00 52	Лампочки ларингоскопа, ксенон, для 67 00 49 и 67 00 51 Large. Кол-во 6.

	15 42 00 Маска для наркоза из SILKOMED, не содержит латекса, голубая, с мягким надувным кантом, не проводящая, посадочное кольцо 22 мм. Многоразовая. Размер 1/2/3. Кол-во 1.	 134°C
	15 49 00 Маска для наркоза из SILKOMED прозрачная, посадочное кольцо 22 мм. Многоразовая. Размер 0/1/2/3/4/5. Кол-во 2.	 134°C
	15 43 00 Педиатрическая маска для наркоза из SILKOMED, не содержит латекса, прозрачная, не проводящая, посадочное кольцо 22 мм. Многоразовая. Размер 0/1/2/3. Кол-во 1.	 134°C

Утолщение



SAFETY LIP СИСТЕМА

**15 10 00**

Кол-во 5

Резервный мешок для аппарата ИВЛ из латекса, чёрный, двойное сложение, коннектор 22 мм, с петлёй, система Safety Lip.

Ёмкость 0,5/1,0/1,5/2,0/2,3/3,0/3,5/5,0 л.

	15 07 00 SILKOMED, двойное сложение, коннектор 22 мм, с петлёй, система Safety Lip. Размер 0,5/1,0/ 1,5/2,0/2,3/3,0. Кол-во 2.	 134°C
	15 13 00 Латекс, чёрный, двойное сложение, коннектор 22 мм, с удлиняющей петлёй, система Safety Lip. Размер 0,5/0,75/1,0/1,5/2,0/2,3/3,0/4,0/5,0/6,0. Кол-во 5.	 134°C



134°C

15 89 02

I.D. 9,5 мм. Кол-во 1

Гофрированный шланг из SILKOMED (100% силикон), прозрачный, неэлектропроводный, защита от перегибов, гладкая внутренняя поверхность, может использоваться при магнитно-резонансных исследованиях, посадочные кольца с системой Safety Lip 10 и 22 мм. Многоразовый. Длина 110 см.

Возможна поставка одноразовых дыхательных контуров

	15 89 00	Посадочные кольца с системой Safety Lip 10 мм. Многоразовый. Длина 20/30/45/60/85/110/150 см. I.D. 9,5 мм. Кол-во 1.		134°C
	15 89 01	Посадочные кольца с системой Safety Lip 22 мм. Многоразовый. Длина 30/45/60/85/110/130/150 см. I.D. 16,5 мм. Кол-во 1.		134°C
	15 89 03	Посадочные кольца с системой Safety Lip 22 мм. Многоразовый. Длина 110 см. I.D. 9,5 мм. Кол-во 1.		134°C
	15 89 15	Эргономичные посадочные кольца 22 мм. Многоразовый. Длина 30/45/60/85/110/130/150 см. I.D. 19 мм. Кол-во 1.		134°C

КОННЕКТОРЫ

	51 41 00	2 x I.D. 15,0 мм 1 x O.D. 22,0 мм / I.D. 15,0 мм		51 49 00	I.D. 15,0 мм / O.D. 15,0 мм
	51 42 00	2 x I.D. 15,0 мм 1 x O.D. 22,0 мм / I.D. 15,0 мм		50 10 03	O.D. 15,0 мм для I.D. 1,5–11,0 мм
	51 44 00	2 x O.D. 22,0 мм 1 x I.D. 15,0 мм		51 43 00	O.D. 22,0 мм
	51 45 00	I.D. 15,0 мм / O.D. 22,0 мм		51 43 01	O.D. 15,0 мм
	51 45 05	I.D. 15,0 мм / O.D. 22,0 мм с адаптером Luer-lock	т - коннектор  51 47 00 2 x O.D. 22,0 мм 2 x O.D. 22,0 мм / I.D. 15,0 мм (вращ.)		
	51 40 00	I.D. 15,0 мм (вращ.) / O.D. 22,0 мм			
	51 40 05	I.D. 15,0 мм (вращ.) / O.D. 22,0 мм с адаптером Luer-lock			



134°C

12 47 00

000–6, ISO 3–12. Кол-во 10

Орофарингеальный воздуховод из RUSCHELIT, силиконизирован, не содержит латекса. Многоразовый.**Автоклавирование не допускается!**

134°C

12 45 01

000–6, ISO 3–12. Кол-во 10

Орофарингеальный воздуховод из мягкой красной резины. Многоразовый.**12 45 00 •**

000–6, ISO 3–12. Кол-во 10

Орофарингеальный воздуховод из мягкой чёрной резины. Многоразовый.**СООТВЕТСТВИЕ РАЗМЕРОВ ВОЗДУХОВОДОВ**

RUSCH	000	00	0	1	2	3	4	5	6
ISO	3	4	5	6	7	8	9	10	12
мм	9,0x31,0	10,0x38,0	13,5x54,5	13,5x62,3	16,0x67,0	18,0x82,0	22,0x93,7	21,0x99,0	22,0x118,7



134°C

18 52 00

O.D. Ch 20–36. Кол-во 10

Назофарингеальный воздуховод из Silkolatex RuschGold с перемещаемым фиксатором, длина 10–17 см в зависимости от размера. Многоразовый. Стерильно.**10 5x xx**

Размеры: 1/1.5/2/2.5/3/4/5. Кол-во 10

Размер 6. Кол-во 5

Ларингеальный воздуховод SURE SEAL.

Одноразовый ларингеальный воздуховод снабжён уникальным встроенным индикатором с цветной кодировкой CUFF PILOT, постоянно обеспечивающим обратную связь между врачом и пациентом. Контроль давления внутри манжеты даёт возможность обеспечить полную безопасность пациента.

ЛАРИНГЕАЛЬНЫЙ ВОЗДУХОВОД SURE SEAL

105200	105210	105220	105300	105310	105320	105000	105010
Одноразовый						Многоразовый	
Встроенный индикатор давления			Стандартный контрольный баллон				
Манжета – силикон, воздуховод – ПВХ	100% силикон	100% силикон, армирована	Манжета – силикон, воздуховод – ПВХ	100% силикон	100% силикон, армирована	100% силикон	100% силикон, армирована

**№ 1103****№ 1104****1103, 1104**

Кол-во 50

Кислородные носовые канюли.

Применяются для кислородотерапии взрослых и детей.

КИСЛОРОДНЫЕ НАЗАЛЬНЫЕ КАНЮЛИ

№	ВНУТРЕННЯЯ	НАРУЖНАЯ	ТИП ТРУБКИ	ДЛИНА	СТАНДАРТНЫЙ КОННЕКТОР	КОЛ-ВО
1103		•	стандартная	210 см	•	50
1104	•		стандартная	210 см	•	50



№ 19211, 19212



№ 19401, 19402

19211, 19212

19401, 19402

Кол-во 25

Кол-во 25

Бактериально-вирусные фильтры ISO-GARD® и HUMID-VENT®.

Фильтры Gibeck надежно защищают пациентов, медицинский персонал и наркозно-дыхательную аппаратуру от взаимного загрязнения.

Высокая эффективность фильтрации (99,9999%) фильтров была заверена обширными исследованиями независимых институтов и лабораторий.

Высокие свойства гидрофобности фильтров позволяют фильтрующей поверхности оставаться сухой, нет условий для роста колоний бактерий на фильтрующей поверхности.

БАКТЕРИАЛЬНО-ВИРУСНЫЕ ФИЛЬТРЫ

№	ОПИСАНИЕ	ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИЛЬТРА %	МЕРТВОЕ ПРОСТРАНСТВО	ВЕС	ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОТОКУ	ПОТЕРЯ ВЛАГИ	ВЛАГОУДАЧА ПАЦИЕНТУ	КОЛ-ВО
19211	стерильный	> 99,9999 (бактерии) > 99,999 (вирусы)	26 мл	22 гр	150 – 1000 мл	1.6 H ₂ O, 60 л/м	–	–	25
19212	чистый								
19401	стерильный		35 мл	31 гр	150 – 1000 мл	1.8 см H ₂ O, 600 л/м	6 мг H ₂ O/л при V _i 500 мл 7 мг H ₂ O/л при V _i 750 мл 7 мг H ₂ O/л при V _i 1000 мл	31 мг H ₂ O/л при V _i 600 мл 30 мг H ₂ O/л при V _i 800 мл 30 мг H ₂ O/л при V _i 1000 мл	25
19402	чистый								



41311

Кол-во 50

Теплооблагодотенники TRACH-VENT+.

Закрытая система для трахеоканюли. Наличие порта санации позволяет проводить санацию трахеоканюли, не снимая Trach-Vent+. Порт подачи кислорода с системой согревания и увлажнения кислорода даёт возможность эффективно использовать теплооблагодотенник у взрослых и детей во время проведения интенсивной терапии.

TRACH-VENT+

№	ОПИСАНИЕ	ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	ВЛАГОУДАЧА (МГ H ₂ O/L)	ВЕС	СОПРОТИВЛЕНИЕ (СМ H ₂ O)	CO ₂ КОННЕКТОР	МЕРТВОЕ ПРОСТРАНСТВО	КОЛ-ВО
41311	стерильный	> 50 мл	29.2 мг / Vt 500	6.3 гр	0.25, 30 л/м	универсальный	10 мл	50



22 531, 22 532

Кол-во 50

Соединитель SOFT FLEX.

Соединитель угловой конфигурируемый, двойной шарнир, двойная заглушка 22M/15F–22 F.

- заглушка для оптической бронхоскопии;
- порт для санации.

Индивидуальная упаковка.

СОЕДИНИТЕЛЬ SOFT FLEX

№	ОПИСАНИЕ	ЗАГЛУШКА	ПОРТ	ВЕС	ДЛИНА	МЕРТВОЕ ПРОСТРАНСТВО	КОЛ-ВО
22 531	стерильный	9 мм	3.5 мм	20.1 г	140–200 мм	23–39 мл	50
22 532	чистый	9 мм	3.5 мм	20.1 г	140–200 мм	23–39 мл	50



* Подключается к флуометру

40 03 40, 40 06 40, 40 44 28

Кол-во 20/10/20

Преднаполненные увлажнители для аэрозольной терапии

AQUARAK® являются надежным инструментом в кислородной терапии. В простой в обращении адаптер увлажнителя встроена звуковая сигнализация, срабатывающая при увеличении давления или обструкции в самом увлажнителе или в соединительной системе. Флаконы оснащены коннекторами с легко отсоединяемой конструкцией. Микродиффузор, впаянный во флакон, способствует образованию пузырьков меньшего размера, увеличению вовлекаемой площади поверхности, что делает процесс увлажнения бесшумным. hudson rci Aquarak – это производительность, безопасность и полезный результат.

ПРЕДНАПОЛНЕННЫЕ УВЛАЖНИТЕЛИ AQUARAK

№	ОБЪЕМ	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
400340	340 мл	• заполненная ёмкость со стерильной дистиллированной водой • с адаптером увлажнителя № 400040 • стерильно • одноразового использования • в индивидуальной упаковке	20
400640	650 мл		10
404428	440 мл		20

**20 48 00**

Ch 16/18/21. Кол-во 2

Зонд Сенгстакена из мягкой красной резины, трехходовой, цилиндрический наконечник, баллоны из SILKOLATEX RUSCH-GOLD, рентгеноконтрастное кольцо между баллонами, разметка. **Многоразовый**. Длина 100 см.

134°C

20 48 02 •

Ch 14/16/18. Кол-во 2

Зонд Сенгстакена-Блэкмора из мягкой красной резины, трехходовой, цилиндрический наконечник, баллоны из SILKOLATEX RUSCH-GOLD **соприкасаются друг с другом**, разметка. Длина 100 см.

20 48 03 •

Ch 18. Кол-во 2

Как 20 48 02, четырёхходовый, с возможностью санации надманжеточного пространства.

**23 52 00**

Ch 8–18. Кол-во 50

Дуоденальная трубка Levin EUROPLAST из RUSCHELIT, не содержит латекса, прозрачная, цилиндрический наконечник, 4 отверстия, длина 125 см. Стерильно.



Размер 1 = 1,0x1,5 мм
Размер 2 = 1,5x2,1 мм

Размер 3 = 1,7x2,5 мм
Размер 4 = 2,0x3,0 мм
Размер 5 = 2,0x3,5 мм

23 55 00

Размер 1–5. Кол-во 100

Зонд для энтерального питания ERUPLAST из RUSCHELIT, не содержит латекса, силиколизирован, воронка, адаптированная для Luer с заглушкой, цилиндрический наконечник, 2 отверстия, длина 50 см. Стерильно.


**33 41 02**

Размер 12/16/18. Кол-во 10

Зонд для энтерального питания длительной установки, из Wiruthan, не содержит латекса, двойная воронка для Luer и стандартного коннектора с заглушкой, цилиндрический наконечник, 4 отверстия, рентгеноконтрастные метки, длина 120 см. Цветовая маркировка. Стерильно.

ЗОНД ДЛЯ ЭНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ

№					ДЛИНА	КОЛ-ВО
334102	Размер	Ch 12	Ch 16	Ch 18	120 см	10
	Цвет	белый	оранжевый	красный		

**23 24 00**

O.D. 2,0–6,0 мм (только целые размеры). Кол-во 100

Катетер ERUPLAST для санации из RUSCHELIT, не содержит латекса, прозрачный, центральное отверстие, 1 боковое отверстие, длина 52 см. Стерильно.

18 06 30

Кол-во 10

Уретральный двухходовый катетер Фолея Silkolates

с силиконовым баллонным катетером для стандартного применения в течение продолжительного периода времени.

Силиконовый баллонный катетер Rusch Brilliant:

- из силиконизированного латекса;
- желтого цвета;
- атравматичный наконечник цилиндрического типа;
- два овальных боковых дренажных отверстия;
- клапан для шприцев Luer и Luer-lock;
- размер соответствует цветовому коду;
- стерильный;
- для одноразового использования.



УРЕТРАЛЬНЫЙ КАТЕТЕР ФОЛЕЯ SILKOLATEX

№	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР	ОБЪЕМ БАЛЛОНА	ДЛИНА	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	КОЛ-ВО
180630	Уретральный двухходовой катетер Фолея	12 – 24 Ch	30 – 50 мл	40 см	2 шт.	10

17 93 60

Кол-во 5

Катетер Фолея RUSCH Sensor для измерения температуры.

Уретральный двухходовый катетер Фолея из 100% белого силикона.

- атравматичный наконечник цилиндрического типа;
- клапан для шприцев Luer и Luer-lock;
- два овальных боковых дренажных отверстия;
- рентгеноконтрастные наконечник и продольная линия;
- размер соответствует цветовому коду;
- в комплекте шприц 10мл для раздувания баллона с 10% раствором глицерина;
- стерильный;
- для одноразового использования.



СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ

	№	АДАПТЕР	ДЛИНА	КОЛ-ВО
	179312	Госпитальный разъем, прямой, для Datex Cardiocap, GE Hellige SMK, GE Eagle Dash, GE Solar 8000 M, Nihon Kohden Life Scope	5.0 м	1
	179313	Круглый разъем Siemens, 7-полюсный, для Hewlett Packard Vividia 24 C, Drager (Siemens): Infinity Delta XL, SC 7000, SC 8000, SC 9000	3.5 м	1
	179314	Круглый разъем HP, 2-полюсный, для Phillips: Intellie Vue, Sure Signs – VM Serie, MP 2 MP 5, MP 20, MP 30, MP 40, MP 60, MP 90	5.0 м	1
	179316	Круглый разъем Alsius, 2-полюсный для CoolGard CG3000	5.0 м	1

17 11 00

Кол-во 10

Закрытая система отведения мочи Rusch Preconnected

с силиконовым баллонным катетером для стандартного применения в течение продолжительного периода времени.

Силиконовый баллонный катетер Rusch Brilliant:

- прозрачный двухходовый катетер с рентгеноконтрастным наконечником и контрастной полоской вдоль стержня катетера;
- силикон обеспечивает постоянную эластичность и биосовместимость;
- большие дренажные отверстия и широкий внутренний просвет обеспечивают высокую эффективность отведения мочи;
- минимальная склонность к отложению солей благодаря гладкой поверхности;
- атравматичные наконечник и дренажные отверстия;
- входящий в комплект заполненный шприц для раздувания баллона, в стерильной упаковке, содержащий 10 мл стерильного 10 % водного раствора глицерина.



RUSCH PRECONNECTED

№	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР	ДЛИНА	ОБЪЕМ БАЛЛОНА	КОЛ-ВО
171100	Закрытая система отведения мочи	12 / 14 / 16 / 18 Ch	41 см	10 мл	10

Корпорация Teleflex Medical (США) в настоящее время объединяет производителей расходных материалов компанию RUSCH (Германия) и компанию HUDSON RCI (США).

Теперь для анестезиологии и интенсивной терапии Teleflex Medical может предложить весь необходимый расходный материал от кислородных канюль до CPAP шлемов неинвазивной терапии.

Основная продукция компании RUSCH находится в данном каталоге.

Продукция компании HUDSON RCI на рынке России представлена следующими разделами:

- бактериальновирусные фильтры, пассивные увлажнители серии «Гибек» (Швеция);
- системы индивидуального увлажнения кислорода;
- кислородные и аэрозольные маски, кислородные канюли;
- принадлежности для аэрозольной терапии, включая закрытые системы;
- дыхательные контуры для любых наркозно-дыхательных аппаратов.

Заводы по производству расходных материалов RUSCH и HUDSON RCI расположены в следующих странах:

- Teleflex Medical, США, Мексика;
- Teleflex Medical GmbH, Германия;
- Willy RUSCH GmbH, Германия;
- RUSCH Sdn. Bhd., Малайзия;
- RUSCH Uruguay Ltd., Уругвай;
- Laboratoires Pharmaceutiques RUSCH France s.a.r.l., Франция;
- Rusch Mirandola s.r.l., Италия;
- Hudson Respiratory Care Tecate S. de R.L., Мексика;
- NOTE Nyköping – Skanninge AB, Швеция;
- GaleMed Corporation, Тайвань.

Контроль качества продукции, произведённой на всех заводах компании «Teleflex Medical», проводится на складах компании в Европе.

Эксклюзивный дистрибьютор продукции

Информация о дилере



ЗАО «СЭЙДЖ»
Россия, 121069, г. Москва,
ул. Малая Никитская, д. 20/9, стр. 2
Тел. (495) 234 39 45/46
Факс (495) 234 39 47
www.sagemed.ru
info@sagemed.ru

Teleflex
MEDICAL
HUDSON RCI
RUSCH